بسمه تعالى

تغییرات در پمپ سرنگ ورژن جدید

امه 🗹 🍅	× رايا:	× گزارش دوم تست پھپ تزریق ا	in Farnaz Shayesteh Lii ×	🎉 🗴 زنده از قلب چین: نقره ر 🏂	آشتیکنان خطیر و نکونا ۱	× رز ايران و جهان Fararu	+ v		
\leftarrow \rightarrow (3	○ 🗅 file:///C:/Users/e	مپ تزریق مدل/cgspiro/Downloads	pdf.گزارش دوم تست پ		₽ ☆			
□ ^	∨ 1 of 1			+ Automatic Zoom ۷		21 - 2 N N N N N N N N N N N N N N N N N N	● 🕒 I & »		
		نده که لازم است جهت	^						
		اجرای درست زمان تزریق، مقادیر موجود جایگزین گردند.							
			مقدار جايگزين	فاصله فعلی هر پالس موتور (سرنگ ۲۰ سی سی)	زمان تزريق				
			۴۵ ثانیه	۴۶ ثانیه	۶ ساعته				
			۱/۰۱ دقیقه	۵۴ ثانیه	۸ ساعته				
			۱/۱۶ دقیقه	۱/۰۹ دقیقه	۱۰ ساعته				
			۱/۳۱ دقیقه	۱/۱۷ دقیقه	۱۲ ساعته				
			۱/۴۷ دقیقه	۱/۳۳ دقیقه	۱۴ ساعته				
			۲/۰۲ دقیقه	۱/۴۲ دقیقه	۱۶ ساعته				
			۲/۱۸ دقیقه	۱/۵۷ دقیقه	۱۸ ساعته				
			۲/۳۳ دقیقه	۲/۰۴ دقیقه	۲۰ ساعته				
			۲/۴۸ دقیقه	۲/۲۰ دقیقه	۲۲ ساعته				
			۳/۰۳ دقیقه	۲/۲۸ دقیقه	۲۴ ساعته				
				•					
				باهنمك	د دستگاه را دفتر حه	مغاربتهای ممحمد بین عملک	<u> </u>		

فاصله تزریق به صورت یک درمیان ۸ ثانیه و ۱۴ ثانیه است

مثال بین ۶و ۸ ۸ ثانیه

بین ۸ و ۱۰ ۱۵ ثانیه

بین ۱۰ و ۱۲ ۸ ثانیه

بین ۱۲ و ۱۴ ۱۵ ثانیه

و الى اخر

زمانبندی ها اصلاح شود

برای سرنگ ۱۰ و ۲۰ cc اعداد یکسان باشد همان اعداد اصلاح شده بالا برای هر دو سرنگ به عنوان زمان تزریق جایگزاری شود

در مورد الارم NE پس از هر بار تزریق الارم NEاعمال میشود و ممکن است تا ۴۵ دقیقه ادامه پیدا کند الارم به این صورت باشد با ۳ بار تزریق شرایط الارم NEاعلام شود وسیس قطع شود .

برای اعلام الارم مجددNE خارج شدن از شرایط الارم و دوباره وارد شدن به این شرایط ،شرط اعلام الارم NEباشد