

• برطرف نمودن حالت "توقف ناخواسته"

پس از چند بار فشردن کلید start/stop پشت سر هم و سپس فشردن کلید استارت led سبز چشمک نمیزند و نیز چراغ هم روشن نمیشود و پمپ هم تزریق نمیکند

• افزایش زمان آلام ES و روشن نمودن چراغ Alarm

منظور روشن کردن led قرمز رنگ در زمان فعال بودن الارم es میباشد led قرمز رنگ حین الارم کامل روشن باشد

•

اضافه کردن تاخیر در شروع روال Self-Test

منظور پس از ۲ ثانیه از فشردن دکمه on

برنامه آغاز شود (حداکثر ۲ ثانیه)

• اضافه کردن تقسیم بندی اعشاری برای تغیت "قدرت موتور"

مثال 22 22. 23 24 24. 25

عدد 24. pwm نصف ۲۴ و ۲۵ است

• حذف تاخت فشار دادن کلید "استارت" پس از شروع روال تزریق

در هنگام start, stop کلیدها با تاخیر کار میکنند بلافاصله عکس العمل کلید دیده شود عکس العمل کلید مکث نداشته باشد

• خاموش شدن اتوماتیک دستگاه پس از فعال شدن آلام NE بعد از 6 میلیمتر حرکت پیش برنده یا ۵۰

Step

•

اصلاح علامت نشان داده شده روی صفحه نمایش برای حالت (Bolus) با حروف بزرگ و به شکل BO

•

اصلاح صدای اعلان شروع و پایان تزریق